

SALVIETTA  
DISPOSITIVO MEDICO

SUPERFICI  
ALX PLUS



**ALX PLUS**  
SALVIETTA  
IGIENIZZANTE  
SUPERFICI  
DISPOSITIVO  
MEDICO

Surface medical device wipe



**eudorex** PRO  
WET WIPES AND MICROFIBERS

## Igiene Sicura

Il sistema di pulizia con "wet wipes monouso" garantisce la miglior sicurezza igienica in ogni situazione o ambiente (sanità, trasporti, ospitalità, convivenze).

Evita la contaminazione crociata. Le linee guida OMS e ISS ne raccomandano l'uso per il contenimento dei virus sui luoghi di lavoro.



## Ergonomia e costi in uso

Riducono la fatica legata alla gestione dell'acqua e della lavatrice (trasporto e riempimento/ svuotamento del secchio, dosaggio e impregnazione, ricondizionamento). I panni sono pre-imbevuti con soluzione igienizzante. Eliminando dosaggio + strizzaggio + ricondizionamento + stoccaggio si riduce sensibilmente il costo in uso = tempo = manodopera.



## Basso impatto ambientale

Non si producono acque nere difficili da smaltire, non c'è consumo di acqua, né energia elettrica (i.e. lavaggio in lavatrice).



### TEST SUL PRODOTTO

Norma	Tempo di Contatto	Organismi
UNI EN 13727 - Attività battericida in area medica	2 min	Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
UNI EN 13624 - Attività fungicida o lieviticida in campo medico	2 min	Aspergillus brasiliensis, Candida albicans
UNI EN 14476 - Attività virucida in area medica	3 min	Adenovirus, Murine norovirus
UNI EN 16777 - Attività virucida per superfici non porose in campo medico	3 min	Adenovirus, Murine norovirus
UNI EN 16615 - Attività battericida e levuricida su superfici non porose con azione meccanica mediante salviette in area medica	4 min	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae.
UNI EN 16615 - Attività battericida e levuricida su superfici non porose con azione meccanica mediante salviette in area medica	2 min	Candida albicans

# SALVIETTA DISPOSITIVO MEDICO



cod. A471

Salvietta monouso preimpregnata per superfici.

**DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I** IN SALVIETTA CON SOLUZIONE IDROALCOLICA PER L'IGIENIZZAZIONE A FREDDO DI DISPOSITIVI MEDICI, PIANI DI LAVORO E SUPERFICI IN GENERE IN AMBITO AMBULATORIALE.

Nome	cod	EAN code	Formato (salviette per confezione)	Cf x Ct
Salvietta Igienizzante superfici ALX PLUS	A471	8032754454718	60 pz	12 Cf

DESTINAZIONE D'USO	Dispositivi medici, piani di lavoro e superfici in genere in ambito ambulatoriale.
AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO	Superfici, strumenti medicali e dispositivi medici.

## DATI TECNICI

MATERIALE	TNT 100% poliestere
GRAMMATURA	48 gr/mq +/- 5%
SUPERFICIE COPERTA	10 mq circa +/- 10%
DIMENSIONE SALVIETTA	19x22cm +/- 1cm
SOLUZIONE	100 g di soluzione imbibente contengono: Etanolo 35.00g, 2-propanolo 35.00 g, Benzalconio cloruro 0,10 g, Clorexidina di gluconato 0,20 g, Coformulanti q.b. a 100 g.
CONSIGLI DI PRUDENZA	P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P370+P378 - In caso d'incendio: utilizzare schiuma o polvere estinguente per estinguere. P403+P235 - Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
AVVERTENZE	H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini. H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
APERTURA	Busta con tappo apri e chiudi, estrazione singolo pezzo.
SCADENZA	3 anni dalla data di produzione.
MODULO D'USO	Estrarre il panno dalla confezione ed usare per pulire la superficie. Lasciare asciugare all'aria prima di tornare ad utilizzare la superficie. Dopo l'uso richiudere la confezione per mantenere intatta la freschezza del prodotto.



**eudorex**PRO  
WET WIPES AND MICROFIBERS

**Contatti**

Eudorex s.r.l.  
Zona Industriale Acerra  
80011 - Acerra (NA)

**eudorexpro.it**



MADE IN ITALY